



İÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
TRANSFÜZYON MERKEZİ
ISI TAKİP FORMU

Cihaz Adı: Trombosit Ajitatorü , Kan Dolabı , Buz Dolabı , Derin Dondurucu

Tarih	SICAKLIK												Sorumlu
	08:00	İmza	12:00	İmza	16:00	İmza	20:00	İmza	00:00	İmza	04:00	İmza	
1 /...../201...													
2 /...../201...													
3 /...../201...													
4 /...../201...													
5 /...../201...													
6 /...../201...													
7 /...../201...													
8 /...../201...													
9 /...../201...													
10 /...../201...													
11 /...../201...													
12 /...../201...													
13 /...../201...													
14 /...../201...													
15 /...../201...													
16 /...../201...													
17 /...../201...													
18 /...../201...													
19 /...../201...													
20 /...../201...													
21 /...../201...													
22 /...../201...													
23 /...../201...													
24 /...../201...													
25 /...../201...													
26 /...../201...													
27 /...../201...													
28 /...../201...													
29 /...../201...													
30 /...../201...													
31 /...../201...													

NOT:

Trombosit Ajitatorü

1. Trombosit Ajitatorü sıcaklığı 22 - 24°C'dir.

Kan Dolabı, Buz Dolabı, Derin Dondurucu

1. Cihaz sıcaklık ölçümleri için kalibrasyonlu termometre kullanılmalıdır.

2. Okunan sıcaklıklarda sapmalar görüldüğü takdirde Laboratuvar Sorumlusuna haber verilmelidir.

3. Termometreden doğru sonuç alınabilmesi için bulunduğu bölümde en az 10 dk bekletilmelidir.

4. Buzdolabı sıcaklığı 2-8°C'dir

5. Kan dolabı sıcaklığı 2-6°C'dir.

6. Derin dondurucu sıcaklığı -18/-26°C'dir.

7. Kan dolabı/ Buz Dolabı/ Derin Dondurucu temizliği haftada bir yapılmalıdır.