



## CERRAHİ YANIKLARI ÖNLEME TALİMATI

Doküman No: OE-AMS-PR-001 /TL-012  
İlk Yayın Tarihi :03.10.2017  
Revizyon No :00  
Revizyon Tarihi :  
Sayfa No : 1 / 1

### 1. Amaç

Hastaların ameliyathanede kullanılan cerrahi aletlerde oluşabilecek bazı teknik sorunlardan kaynaklanan nedenlerle yaralanmasını önlemek.

### 2. Kapsam

Ameliyathane salonlarını kapsar

### 3. Tanımlar

### 4. Sorumlular

Ameliyathane çalışanları

### 5. Uygulama

5.1. Ameliyathanede sadece ameliyathane için dizayn edilmiş cihazlar kullanılır.

5.2. Cihazlar kullanılmadan önce günlük kontrol edilir ve “**Ameliyathane Salonu Günlük Kontrol Formu**” ile kayıt altına alınır

5.3. Cihazların kalibrasyonları izlenir ve sadece kalibrasyonlu cihazlar kullanılır.

5.4. Cihazların teknik kontrolünde kabloların yeterli uzunlukta olduğu ve bağlantıların doğru kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilir.

5.5. Hastanın metal implantı olup olmadığını kontrol edilir.

5.6. Koterin çalışıp çalışmadığı her ameliyat gününde kontrol edilir ve “**Ameliyathane Salonu Günlük Kontrol Formu**” ile kayıt altına alınır.

5.7. Hastanın ekstremitelerinin metal masa kısmıyla temas etmemesi sağlanır.

5.8. Hastanın altında ve etrafında sıvı birikmesi önlenir.

5.9. Koter plağının yerleştirileceği vücut bölümünün doku bütünlüğü değerlendirilir.

5.10. Ayak pedalı (foot switch) örtülür.

#### 5.11. Koter plağı yerleştirilirken

- Doğru boyda koter plağı seçilir
- Ameliyat lokasyonuna oldukça yakın yerleştirilir
- Yerleştirilen bölgenin temiz ve kuru olmasının dikkat edilir
- İyi kanallanmış (vascularized)
- Kalın kas yığınlarının üzerine, iyi temas edecek şekilde yerleştirilir.

### 5. İlgili Döküman

5.1. Ameliyathane Salonu Günlük Kontrol Formu

HAZIRLAYAN	GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Süreç Sorumlusu	Kalite Temsilcisi	Başhekim