



STERİL PAKET VE BOHÇA AÇMA TALİMATI

Doküman No:OE-AMS-PR-001/TL-013
İlk Yayın Tarihi :03.10.2017
Revizyon No :00
Revizyon Tarihi :
Sayfa No : 1 / 2

1. Amaç

Cerrahi alan infeksiyonlarının önlenmesi amacıyla ameliyatta kullanılacak malzemelerin sterilitesinin bozulmadan açılması için gerekli kuralları tanımlamak ve uygulamalarda standart bir yöntem belirlemektir.

2. Kapsam

Steril paket ve bohçaların açılması işlemlerini kapsar.

3. Tanımlar

4. Sorumlular

Ameliyathane sorumlu hemşiresi, ameliyathane hemşiresi, steril paket ve bohça kullanan diğer hemşireler ve sağlık çalışanları.

5. Uygulama

- 5.1. Steril paket veya malzeme açılmadan önce her paketin yırtık, delik ve ıslak olup olmadığı ve son kullanma tarihi kullanıcı tarafından kontrol edilir.
- 5.2. Açılan steril malzemenin steril kalma güvenliği sağlanır.
- 5.3. Steril malzeme açılırken önce açan kisten uzak taraf daha sonra yakın taraf açılır.
- 5.4. Malzemelerin sterilitesinden şüphe duyuluyorsa o malzeme steril kabul edilmez ve kullanılmaz.
- 5.5. Kâğıt paketler yırtılarak açılmaz, tekniğe uygun olarak açılır.
- 5.6. Bohça, konteyner, küvet ve diğer malzemeler ilgili personel tarafından steril depodan alınır.
- 5.7. Konteyner üzerinde bulunan etiket bilgileri kullanıcı tarafından kontrol edilir ve ameliyat sonuna kadar saklanır.
- 5.8. Konteyner ve bohça enstrüman masasına, kullanıcı tarafından yerleştirilir.
- 5.9. Ameliyathane teknisyeni / sirküle hemşire tarafından “**Sterilizasyon Dezenfeksiyon Talimatı**” na göre paketlenmiş olan steril bohça vb. paketlerin önce kendisine uzak olan üst ucu tutulur ve arkaya doğru açılır.
- 5.10. Sonra dışta kalan ucu tutarak sağ yanı, diğer dış ucu tutarak sol yanı açılır.
- 5.11. En son kendine yakın olan tarafı açılır.
- 5.12. Bohça, küvet ve diğer malzemelerin içinde bulunan bohça içi indikatör ameliyat hemsiresi tarafından kontrol edilir. Eğer indikatör görünmüyorsa cerrahi alet ile kontrol edilir.
- 5.13. Açılan tüm steril malzemeler kontaminasyondan korumak amacıyla odanın trafikten uzak güvenli bir yerine alınır.

HAZIRLAYAN

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

Süreç Sorumlusu

Kalite Temsilcisi

Başhekim



STERİL PAKET VE BOHÇA AÇMA TALİMATI

Doküman No:OE-AMS-PR-001/TL-013
İlk Yayın Tarihi :03.10.2017
Revizyon No :00
Revizyon Tarihi :
Sayfa No : 2 / 2

- 5.14.** Konteyner açılırken adı, üzerindeki buhar otoklavı maruziyet indikatörü ve etiket bilgileri (konteynerı kapatan kisinin adı, son kullanım tarihi) kontrol edilir.
- 5.15.** Konteynerın kapağı açılır. Konteyner kapağında bulunan filtresi ve konteyner içindeki bohça içi indikatör kontrol edilir.
- 5.16.** Bistüri, sütün, spanç vb. malzemeler kontaminasyonu önlemek amacıyla 30-40 cm. uzaklıktan açılır.
- 5.17.** Bu tür malzemeler açılırken steril paket iki elin bas parmak ve diğer parmakların desteği ile açma yerinden tutulur. Paket hiçbir yere değdirilmeden ve paket içine dokunulmadan masaya açılır.
- 5.18.** Steril eldiven paketi de aynı şekilde bohça masasına steril tekniğe uygun olarak açılır. Eldivenler yırtılarak açılmamalı, steril tekniğe uygun olarak açılmalıdır.
- 5.19.** Ameliyathane personeli tarafından açılan hassas malzemelerin zarar görmemesi için steril giyinmiş ameliyat hemşiresi tarafından alınması sağlanır.
- 5.20.** Steril çıkmayan paketler tekrar steril edilmesi için sterilizasyon ünitesine gönderilir. Bohça tekrar kirli çamasır sepetine atılır. Konteyner ve tepsi alet yıkama ünitesine götürülür.

6. İlgili Dokümanlar

- 6.1.** Sterilizasyon Dezenfeksiyon Talimatı

HAZIRLAYAN	GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Süreç Sorumlusu	Kalite Temsilcisi	Başhekim