



iÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
ELECSYS COBAS e 601 BAKIM ÇİZELGESİ

SERİ NO:..... AY:..... YIL:.....

GÜNLÜK BAKIM		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Günlük Açılış																																
Manuel Temizlik ¹	Numune Probu																															
	Reaktif Probu																															
	Sipper Problemleri																															
	Cihaz Yüzeyi																															
Günlük Kapanış																																

2 HAFTALIK BAKIM	TARİH	
Yıkama İstasyon Temizliği ²		

¹ Distile su ile ıslatılmış gazlı bezle temizleyiniz.

² ISE Cleaning Solution ile 15 günlük bakımı başlatınız.