



İÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
BRAKİTERAPİ CİHAZI KULLANIM TALİMATI

Doküman No : OE-RT-PR-001/TL-001
İlk Yayın Tarihi : 03.10.2017
Revizyon No : 00
Revizyon Tarihi :
Sayfa No : 1 / 1

1. Amaç

Brakiterapi cihazının en doğru şekilde kullanmalarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2. Kapsam

Bu talimat, Enstitümüzde bulunan Brakiterapi Cihazını kapsar.

3. Tanımlar

4. Sorumlular

Sağlık Fizikçisi, ilgili teknisyenler

5. Uygulama

4.1. Açılış

- Kasadaki power düğmesine basılarak kasa açılır.
- Monitör açılır.
- “ Oncentra TCS ” kullanıcısı seçilir.
- Ekranaya gelen “password “ kısmına “admin “ yazılır ve “ok “ tıklanır.
- Ekranaya gelen komutta “ Yes” tıklanır.
- Ekranaya gelen kontrol komutuna “ Yes “ tıklanır.
- Kontroller otomatik olarak yapıldıktan sonra “ Close “ tıklanır.

4.2 Kapanış

- “File” den “Exit” seçilir.
- Sol alt köşeden “Turn off computer” tıklanır.
- Monitör kapatılır.

HAZIRLAYAN	GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Süreç Sorumlusu	Kalite Temsilcisi	Başhekim