



İÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
LABORATUVAR TEMİZLİK VE
DEZENFEKSİYON TALİMATI

Doküman No:OE-CHGS-PR-005/ TL-004
İlk Yayın Tarihi :06.10.2017
Revizyon No : 00
Revizyon Tarihi :
Sayfa No : 1 / 3

1. Amaç

Tüm laboratuvar personelini ortamdaki bulaşabilecek laboratuvar enfeksiyonlarından korumak, yapılan deneylere çevreden kontaminan mikroorganizmaların karışmasını engelleyerek hızlı ve doğru sonuçlar elde etmek üzere laboratuvarın temizlik ve dezenfeksiyonunun bir plan doğrultusunda düzenli olarak yapılmasını sağlamaktır.

2. Kapsam

Laboratuvar çalışma ortamları

3. Sorumlular

Laboratuvar temizliğinde görevli tüm temizlik elemanları ve laboratuvar teknik personeli.

4. Tanımlar

4.1. Temizlik: Canlı ya da cansız yüzeylerde bulunan ve araç-gereç-eşya yüzeyi, çatlakları, eklemleri ve lümenlerinde birikmiş olan gözle görülür kirliliğin ortadan kaldırılmasıdır.

4.2. Dezenfeksiyon: Bir ortam veya obje üzerindeki mikroorganizma kirliliğini fiziksel ya da kimyasal olarak minimal düzeyde azaltmaktan, sterilizasyona kadar uzanan geniş bir kavramdır. Dezenfeksiyon bakteri sporlarına etkisizdir.

5. Uygulamalar

5.1. Laboratuvarların temizliği “**Temizlik Uygulamaları Talimatı**”na uygun olarak yapılır.

5.2. Günlük laboratuvar temizlik programı ilgili laboratuvarın “.... **Birimi Temizlik Planı ve Takip Formu**”na göre gerçekleştirilir.

5.3. Laboratuvarın tüm çalışanları genel temizlik ve dezenfeksiyondan sorumludur. Cihaz yüzeyleri günün başlangıcında ya da bitiminde çalışan teknisyenler, diğer yüzeyler ise temizlik personeli tarafından temizlenir.

5.4. Laboratuvarın yer ve yüzey temizliği, gün başlangıcında ve gerektiğinde gün içinde temizlik firması elemanlarınca yapılır ve ilgili laboratuvarın “.... **Birimi Temizlik Planı ve Takip Formu**”na işlenir.

HAZIRLAYAN:

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL EDEN:

ONAYLAYAN:

SÜREÇ SORUMLUSU

KALİTE TEMSİLCİSİ

BAŞHEKİM



İÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
LABORATUVAR TEMİZLİK VE
DEZENFEKSİYON TALİMATI

Doküman No:OE-CHGS-PR-005/ TL-004
İlk Yayın Tarihi :06.10.2017
Revizyon No : 00
Revizyon Tarihi :
Sayfa No : 2 / 3

- 5.5.** Laboratuvardaki genel temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri Laboratuvar Hijyen Sorumlusu tarafından denetlenir. Gerekli durumlarda Laboratuvar Sorumlusu'na bilgi verilir.
- 5.6.** Her temizlikte temiz su-deterjan ve dezenfeksiyonda yeni hazırlanmış dezenfektan çözeltisi kullanılır.
- 5.7.** Laboratuvarda kullanılan temizlik araçları büro ve dinlenme alanlarının temizliğinde kullanılmaz.
- 5.8.** Toplanan atıklar laboratuvar içerisinde bekletilmez laboratuvar alanları dışına çıkartılır.
- 5.9.** Kan ve diğer örneklerin dökülme ve saçılmalarında “**Kan ve Diğer Örneklerin Dökülme ve Saçılmalarında Yapılacak İşlemler Talimatı**” uygun davranılır.
- 5.10.** Alan ve cihazlara uygulanacak temizlik ve/veya dezenfeksiyon işlemleri aşağıdaki çizelgede yer aldığı gibi uygulanır:

Alanlar	Kim / Ne ile / Nasıl	Ne Zaman
Tezgâh	Temizlik personeli tarafından deterjanlı su ile temizlenir ve kurulanır. Biyokimya laboratuvarlarında gerek görüldüğünde, mikrobiyoloji laboratuvarlarında daima temizliği takiben ilgili laboratuvar personeli tarafından yüzey dezenfektanı kullanarak dezenfekte edilir.	<ul style="list-style-type: none">Mesai bitimindeİhtiyaç halinde (Kontaminasyon)
Santrifüj, etüv (dışı), otomatik pipetler	Temizliği takiben ilgili laboratuvar personeli tarafından yüzey dezenfektanı kullanarak dezenfekte edilir.	<ul style="list-style-type: none">Haftada bir kezİhtiyaç halinde (Kontaminasyon)
Laboratuvar içindeki telefon, klavye gibi büro malzemeleri	Temizliği takiben temizlik personeli/ilgili laboratuvar personeli tarafından yüzey dezenfektanı kullanarak dezenfekte edilir.	<ul style="list-style-type: none">Her günİhtiyaç halinde (Kontaminasyon)
Lavabolar	Temizlik personeli tarafından yüzey dezenfektanı ile temizlenir.	<ul style="list-style-type: none">Günde en az 2 kez
Laboratuvar zemin temizliği	Temizlik personeli tarafından deterjanlı su ile temizlenir. Temizliği takiben yer ve yüzey dezenfektanı kullanılarak dezenfekte edilir.	<ul style="list-style-type: none">Günde 2 kezGerektikçe (Dökülme gibi)
Büro ve personel dinlenme odaları zemin temizliği	Temizlik personeli tarafından deterjanlı su ile temizlenir.	<ul style="list-style-type: none">Günde 1 kez
Biyogüvenlik kabini	İlgili laboratuvar personeli tarafından Sodyum hipoklorid (1/10) veya yüzey dezenfektanı kullanılarak dezenfekte edilir.	<ul style="list-style-type: none">İç, mesai bitiminde/gerektikçe (Kontaminasyon)Dış, haftada bir kez
Etüv içi	İlgili laboratuvar personeli tarafından sodyum hipoklorid (1/10) ile dezenfekte edilir.	<ul style="list-style-type: none">Haftada bir kez/gerektikçe (Kontaminasyon)

HAZIRLAYAN:

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL EDEN:

ONAYLAYAN:

SÜREÇ SORUMLUSU

KALİTE TEMSİLCİSİ

BAŞHEKİM



İÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
LABORATUVAR TEMİZLİK VE
DEZENFEKSİYON TALİMATI

Doküman No:OE-CHGS-PR-005/ TL-004
İlk Yayın Tarihi :06.10.2017
Revizyon No : 00
Revizyon Tarihi :
Sayfa No : 3 / 3

Analizör ve benzeri ölçüm cihazları	İlgili laboratuvar personeli tarafından yüzey dezenfektanı spreylere kullanılarak dezenfekte edilir.	<ul style="list-style-type: none">• Haftada bir• Bakım sonrası• Gerektikçe
Mikroskop	İlgili laboratuvar personeli tarafından mercekleri ksilol ile diğer kısımları sulandırılmış etanol ile temizlenir.	<ul style="list-style-type: none">• Mesai bitiminde,• İhtiyaç halinde
Alanlar	Kim / Ne ile / Nasıl	Ne Zaman
Dolap iç ve dış yüzeyleri	Temizlik personeli tarafından deterjanlı su ile silinir ve kurulanır.	<ul style="list-style-type: none">• Dışı, haftada bir• İçi, ayda bir• Gerektikçe
Kapı kolları	Temizlik personeli tarafından yüzey dezenfektanı ile dezenfekte edilir.	<ul style="list-style-type: none">• Her gün• Gerektikçe
Kit saklama dolapları	İlgili laboratuvar personeli gözetiminde temizlik personeli tarafından deterjanlı su ile silinir ve kurulanır.	<ul style="list-style-type: none">• Dışı, haftada bir• İçi, ayda bir• Gerektikçe (buzlanma)
Derin dondurucular	İlgili laboratuvar personeli gözetiminde temizlik personeli tarafından deterjanlı su ile silinir ve kurulanır.	<ul style="list-style-type: none">• Dışı, haftada bir• İçi, ayda bir buzlanma kontrolü yapılır tespiti durumunda temizlenir
Camlar	Temizlik personeli tarafından deterjanlı su ile silinir ve kurulanır.	<ul style="list-style-type: none">• Ayda bir
Tuvaletler	Temizlik personeli tarafından sodyum hipoklorid (1/10) ile dezenfekte edilir.	<ul style="list-style-type: none">• Hasta tuvaleti günde en az dört kez• Personel tuvaleti günde en az iki kez
Kan alma ve örnek kabul birimi koltukları ve mobilya	Temizlik personeli tarafından deterjanlı su ve yüzey dezenfektanı ile temizlenir/dezenfekte edilir.	<ul style="list-style-type: none">• Koltukların kolçakları her gün• Oturma yerleri haftada bir kez• Diğer mobilyalar her gün• Gerektikçe (kontaminasyon)
Büro ve dinlenme alanı mobilyaları	Temizlik personeli tarafından deterjanlı su ile silinir ve kurulanır.	<ul style="list-style-type: none">• Masa ve sehpa her gün• Sandalyeler haftada bir kez• Raf ve dolaplar haftada bir kez• Bilgisayar gibi elektronik cihazlar her gün

6. İlgili Dokümanlar

6.1. Temizlik Uygulamaları Talimatı

6.2. Birimi Temizlik Planı ve Takip Formu

6.3. Kan ve Diğer Örneklerin Dökülme ve Saçılmalarında Yapılacak İşlemler Talimatı

HAZIRLAYAN:	GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL EDEN:	ONAYLAYAN:
SÜREÇ SORUMLUSU	KALİTE TEMSİLCİSİ	BAŞHEKİM