



**İÜ**  
**ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ**  
**ÇALKALAYICI KULLANMA TALIMATI**

Doküman No:OE-PR-001/TL-003  
İlk Yayın Tarihi :06.10.2017  
Revizyon No :00  
Revizyon Tarihi :  
Sayfa No : 1 / 1

### 1. AMAÇ

Bu talimatın amacı çalkalayıcıların doğru ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

### 2. KAPSAM

Bu talimat çalkalayıcıları kapsar.

### 3. SORUMLULAR

Cihazdan sorumlu Araştırma Görevlisi, Kanser Genetiği ve Moleküler Onkoloji laboratuvar çalışanları

### 4. UYGULAMALAR

- 4.1. Cihazın elektriğe takılı olup olmadığı kontrol edilir.
- 4.2. Cihazın önündeki düğmeden çalıştırılmak istenen hızı seçilir.
- 4.3. Cihazın önündeki aç-kapa düğmesi 1 konumuna getirilir.
- 4.4. Yeşil ışık yandığında alet çalıştırılmış olur.
- 4.5. Kullanım esnasında elektrik ile çalışan bir cihaz olduğundan oluşabilecek elektrik güvenlik önlemleri alınmalı ve cihazın aşırı yüklenilmesinden kaçınılmalıdır.

### 5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- 5.1. Firma tarafından temin edilen, cihaza ait kullanma kılavuzu.

HAZIRLAYAN:

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL EDEN:

ONAYLAYAN:

SÜREÇ SORUMLUSU

KALİTE TEMSİLCİSİ

BAŞHEKİM