



İÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
JEL KURUTUCU CİHAZI KULLANMA TALIMATI

Doküman No:OE-GEN-PR-001/TL-009
İlk Yayın Tarihi :06.10.2017
Revizyon No :00
Revizyon Tarihi :
Sayfa No : 1 / 1

1. AMAÇ

Bu talimat, jel kurutucu cihazının doğru ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

2. KAPSAM

Bu talimat, jel kurutma işleminin yapıldığı cihazı kapsar.

3. SORUMLULAR

Cihazdan sorumlu Araştırma Görevlisi, Kanser Genetiği ve Moleküler Onkoloji laboratuvar çalışanları

4. UYGULAMALAR

4.1. Cihaz tek büyük bir jeli veya birkaç küçük jeli aynı anda kurutabilir.

4.2. Jel cihazın içine yerleştirilir ve vakumlama sistemi çalıştırılarak kurutma işlemi gerçekleştirilir.

4.3. Her kullanmadan önce cihazın altında bulunan ve vakum sonrası jel içerisinden buharlaştırılan sıvının toplandığı bölmenin seviyesi kontrol edilmeli ve sınıra kadar dolu ise boşaltılmalıdır.

4.4. Kullanım esnasında elektrik ile çalışan bir cihaz olduğundan oluşabilecek elektrik güvenlik önlemleri alınmalıdır.

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

5.1. Firma tarafından temin edilen, cihaza ait kullanma kılavuzu.

HAZIRLAYAN:

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL EDEN:

ONAYLAYAN:

SÜREÇ SORUMLUSU

KALİTE TEMSİLCİSİ

BAŞHEKİM