



İÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
SPEKTRAL TARAYICI KULLANMA
TALIMATI

Doküman No:OE-GEN-PR-001/TL-017
İlk Yayın Tarihi :06.10.2017
Revizyon No :00
Revizyon Tarihi :
Sayfa No : 1 / 1

1. Amaç

Bu talimatın amacı, spektral tarayıcının doğru ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

2. Kapsam

Bu talimat, spektral tarayıcı cihazını kapsar.

3. Sorumlular

Cihazdan sorumlu Araştırma Görevlisi, Kanser Genetiği ve Moleküler Onkoloji laboratuvar çalışanları

4. Uygulamalar

4.1. Gelişmiş bir spektral tarayıcı olan cihaz uygun mikropate kullanılarak fluometrik veya luminometrik ölçüm yapabilen bir cihazdır.

4.2. Cihazın aynı zamanda çalkalayıcı gibi özellikleri de vardır.

4.3. Önce cihaza bağlı bilgisayar daha sonra cihaz açılır.

4.4. Plate yerleştirildikten sonra ekrandaki yönergeler takip edilerek kullanılır.

4.5. Kullanım esnasında elektrik ile çalışan bir cihaz olduğundan oluşabilecek elektrik güvenlik önlemleri alınmalıdır

4.6. Reaksiyon sonunda cihaz içerisinde tüpler sıcak olduğunda belirli bir süre (10-15dk) beklendikten sonra tüplerin cihaz içerisinden çıkartılır.

5. İlgili Dokümanlar

5.1. Firma tarafından temin edilen, cihaza ait kullanma kılavuzu.

HAZIRLAYAN:

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL EDEN:

ONAYLAYAN:

SÜREÇ SORUMLUSU

KALİTE TEMSİLCİSİ

BAŞHEKİM