



CO₂ TÜPÜ KULLANMA TALİMATI

Döküman No:OE-GEN-PR-002,TL-001
İlk Yayın Tarihi :06.10.2017
Revizyon No : 00
Revizyon Tarihi :
Sayfa No : 1 / 1

1. Amaç

Bu talimatın amacı, CO₂ tüpünün doğru ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

2. Kapsam

Bu talimat CO₂ tüpünü kapsar.

3. Sorumlular

Cihazdan sorumlu Araştırma Görevlisi, Kanser Genetiği ve Moleküler Onkoloji Laboratuvar Çalışanları

4. Uygulamalar

4.1. Tüpün üzerinde kolay anlaşılır gaz basınç göstergeleri bulunmaktadır.

4.2. CO₂ göstergesine bakılarak tüpün CO₂ miktarı kontrol edilir.

4.3. CO₂ miktarı yeterli değilse tüp çözülüp doluma gönderilir ve CO₂ dolu tüp tekrar cihaza takılır.

4.4. Kullanım esnasında tüp yüksek basınçlı gaz içerdiğinden çalışırken dikkatli olmalı ortama gaz sızıntısı olmuşsa oda iyice havalandırılmalıdır.

5. İlgili Dokümanlar

5.1. Firma tarafından temin edilen, cihaza ait kullanma kılavuzu.

HAZIRLAYAN:

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL EDEN:

ONAYLAYAN:

SÜREÇ SORUMLUSU

KALİTE TEMSİLCİSİ

BAŞHEKİM