



**İÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
VORTEKSLERİN
KULLANMA TALİMATI**

Doküman No:OE-GEN-PR-002, TL-016
İlk Yayın Tarihi :06.10.2017
Revizyon No :00
Revizyon Tarihi :
Sayfa No : 1 / 1

1. Amaç

Vortekslerin doğru ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

2. Kapsam

Bu talimat, laboratuvarımızda bulunan tüm vorteksleri kapsar.

3. Sorumlular

Cihazdan sorumlu Araştırma Görevlisi, Kanser Genetiği ve Moleküler Onkoloji Laboratuvar Çalışanları

4. Uygulamalar

- 4.1. Cihaz fişe takılır ve üzerindeki düğmeden çalıştırılır.
- 4.2. Karıştırılmak istenen tüp cihaza yerleştirilir ve sıkıca tutulur.
- 4.3. Cihazın kullanımı sırasında eldiven giyilmeli ve kişisel koruyucu önlemler alınmalıdır.
- 4.4. Kullanım esnasında elektrik ile çalışan bir cihaz olduğundan oluşabilecek elektrik güvenlik önlemleri alınmalıdır.

5. İlgili Dökümanlar

- 5.1. Firma tarafından temin edilen, cihaza ait kullanma kılavuzu.

HAZIRLAYAN:

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL EDEN:

ONAYLAYAN:

SÜREÇ SORUMLUSU

KALİTE TEMSİLCİSİ

BAŞHEKİM