



**İÜ**  
**ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ**  
**BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ CİHAZI**  
**KULLANIM TALİMATI**

Doküman No: OE-GS-PR-001/TL-001  
İlk Yayın Tarihi : 05.10.2017  
Revizyon No : 00  
Revizyon Tarihi :  
Sayfa No : 1 / 1

### 1. Amaç

Bilgisayarlı Tomografi (BT) cihazlarının verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

### 2. Kapsam

Bu talimat BT cihazını kapsar.

### 3. Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından, görevli teknisyen sorumludur.

### 4. Uygulamalar

#### 4.1. Cihazın Kullanımına Başlamadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar:

- Klimalar açık olmalıdır.
- Cihazın etrafında herhangi bir toz ve kirlenme olmamasına dikkat edilmelidir.
- İnfeksiyon kurallarına uygun çevre şartları oluşturulmuş olmalıdır.
- Sıcaklık değerlerinin firma tarafından belirlenen değerlere uygunluğu kontrol edilmelidir.

#### 4.2. Sistemin Açılması:

- Ana şarter açılır.
- Cihaz kasası açılır ve power/on yapılır.
- Gerekli kalibrasyon yapılır.
- Hastaya uygun pozisyon verilir.
- Çekim protokolü uygulanır
- Film/CD basımı yapılır.

#### 4.3. Sistemin Kapatılması:

- Cihaz Shutdown system yapılır.
- Şarter kapatılır.

HAZIRLAYAN:

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL EDEN:

ONAYLAYAN:

SÜREÇ SORUMLUSU

KALİTE TEMSİLCİSİ

BAŞHEKİM