



İÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
PATOLOJİ LABORATUVARI
MATERYAL TAŞIMA TALİMATI

Doküman No :OE-PAT-PR-001/TL-001
İlk Yayın Tarihi :03.10.2017
Revizyon No :00
Revizyon Tarihi :
Sayfa No : 1 / 2

1. Amaç

Patoloji Laboratuvarına gelen cerrahi işlemler ya da invazif / noninvazif girişimler ile hastadan elde edilmiş doku örneği, sıvı örneği, ameliyat piyesi, daha önce başka bir patoloji laboratuvarında hazırlanmış lam ve blokların uygun biçimde patoloji laboratuvarına ulaştırılması.

2. Kapsam

Cerrahi işlemler ya da invazif / noninvazif girişimleri uygulayan hekimler, konsültasyon isteğinde bulunan klinisyenler

3. Sorumlular

Sorumlu hekim, hasta- hasta yakını, materyal taşıma ile görevli kişiler

4. Materyalin taşınma koşulları

- 4.1. Doku örnekleri formole koyulduktan sonra en geç 24 saat içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır.
- 4.2. Gönderi sırasında taşıma kutusu üzerine %10'luk formol içerdiği ve bu maddenin, tehlikeli-zehirli madde olduğunu ifade eden uygun etiketlerle belirtilmelidir.
- 4.3. Büyük rezeksiyon materyallerinde transfer 3 saatten uzun sürecek ise organların usulüne uygun şekilde açılması gerekir. Bu durumda Patoloji Laboratuvarı ile temas edilmesi ve verilecek talimatlara uygun davranılması gerekir. Eğer laboratuvar ile temas imkanı yoksa, örnekler formol içine konularak transfer edilene kadar buzdolabına (+4) konulmalıdır
- 4.4. Materyal taşıma kutusu kırılmadan, ezilmeden taşınmalıdır.
- 4.5. Materyal taşıma kutusu içindeki solüsyonların dökülmemesine, bunun için kapaklarının açılmamasına ve taşıma kutularının dik durmasına dikkat edilmelidir.
 - 4.5.1. Uzun süre solüsyonsuz kalan örneklerde otoliz olabildiğinden bu konuda gerekli özen gösterilmelidir.
- 4.6. Materyal mümkün olan en kısa sürede laboratuvara ulaştırılmalıdır.
- 4.7. Aynı gün içerisinde ulaştırılmayan (mesai saatleri dışındaki) material, güneş görmeyen ve serin bir yerde mümkünse buzdolabında +4 derecede, uygun solüsyon ve kutu içerisinde muhafaza edilmelidir.

HAZIRLAYAN:

GÖZDEN GEÇİREN:

ONAYLAYAN:

SÜREÇ SORUMLUSU

KALİTE TEMSİLCİSİ

BAŞHEKİM



İÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
PATOLOJİ LABORATUVARI
MATERYAL TAŞIMA TALİMATI

Doküman No :OE-PAT-PR-001/TL-001
İlk Yayın Tarihi :03.10.2017
Revizyon No :00
Revizyon Tarihi :
Sayfa No : 2 / 2

- 4.8.** Sitolojik materyaller en kısa sürede (1 saat içinde) teslim edilmelidir. Bu süre içinde teslim edilemiyorsa +4 °C'de buzdolabında saklanmalıdır.
- 4.9.** Sitolojik materyalden hazırlanan lamlar oda ısısında gönderilir. Ancak kırılmayacak ve ışık almayacak kutular içinde taşınmalıdır.
- 4.10.** Konsültasyon için gönderilen lamlar ve parafin bloklar aşırı ısı ve ışıktan koruyacak kutular içinde taşınmalıdır.
- 4.11.** Konsültasyon için gönderilen parafin bloklar ve lamlar oda ısısında saklanabilir.

5. İlgili Dokümanlar

5.1. Patoloji Laboratuvarı Materyal Gönderme Formu

5.1.1. Biyopsi Materyali Gönderme Formu

5.1.2. Oral Biyopsi Ve Sitolojik Materyal Gönderme Formu

5.1.3. Sitolojik Materyal Gönderme Formu

6. Referans Dökümanlar

- 6.1.** Doğan Ö. Standardization in the process of histopathological diagnosis – Histopatolojik tanı sürecinde standardizasyon. Aegean Pathology Journal 2, 8–28 ,2005, www.epd.org.tr/api.php
- 6.2.** http://www.turkpath.org.tr/pdf/TEOS/umit_ince-_teos.pdf
- 6.3.** Patoloji Dernekleri Federasyonu, Dermatopatoloji Çalışma Grubu Deri Malign Melanomunda Prognostik Faktörleri Değerlendirme Standartları ve Raporlama Kılavuzu http://www.turkpath.org.tr/files/Deri_Malign_Melanomunda_Prognostik_Faktorleri_Degerlendirme_Standartlari_ve_Raporlama_Kilavuzu.pdf

HAZIRLAYAN:

GÖZDEN GEÇİREN:

ONAYLAYAN:

SÜREÇ SORUMLUSU

KALİTE TEMSİLCİSİ

BAŞHEKİM