



# İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

## PHILIPS CT-SIM HAFTALIK KALİTE KONTROL TESTLERİ

### 1. Güvenlik Kontrolleri

	Çalışıyor	Çalışmıyor
Uyarı Işıkları		
Ses		

### 2. Masanın longitudinal hareketlerinin doğruluğu (tolerans $\pm 1$ mm)

+	
-	

### 3. Masanın vertikal hareketinin doğruluğu (tolerans $\pm 1$ mm)

+	
-	

### 4. CT'nin lazer kontrolü (tolerans $\pm 1$ mm)

Uygun	Uygun değil

### 5. Eksternal ve Internal lazer arasındaki uzaklık 50 cm

Uygun	Uygun değil

### 6. Lazer hareketlerinin kontrolü (özel fantom ile ), merkez kroslar ile diğer kroslar arasındaki uzaklık 12.5 cm dir. İlk kros ile üçüncü kros arasındaki uzaklık 25 cm dir. (Tolerans $\pm 2$ mm)

Uygun	Uygun değil

Tarih Gün /Ay/Yıl:

Kontrolü Yapan Uzman Fizikçi: