



CYBERKNIFE ROBOTİK RADYOCERRAHİ CİHAZININ

AYLIK KALİTE KONTROL TESTLERİ

	Tolerans	Durum
Emniyet interloklarının kontrolü Hasta-Tekniker haberleşme sistemi Hasta izleme sistemi Tedavi odası ve kontrol odası acil durum emniyet anahtarları Tedavi masası acil durum anahtarı Kapı üzerindeki radyasyon göstergeleri Işınlama sırasında cihaz kapısı açık uyarı sinyali Emniyet anahtarlarının kontrolü	Fonksiyonel	
GÜNLÜK TESTLERE İLAVE OLARAK		
TPR20/10 kontrolü (Enerji kontrolü)	%2	
Huzme simetrisi ve şeklinin kontrolü	%2, %2	
Doz verimi kontrolü	<%1	
EZE testleri	Tolerans	Durum
6D skull	< 0.7mm	
Senkroni	< 1mm	
X-Sight Spine	<0.9mm	

Tarih

Kontrolü Yapan Uzman Fizikçi: